



PROLIFE
tecnologia a serviço da medicina

Central de Monitoração ProLife

A Central de Monitoração ProLife é um sistema de gerenciamento inteligente de monitores de pacientes ProLife, permitindo uma supervisão centralizada de todos os leitos pelos profissionais de saúde.



Registro ANVISA: 10394530041

Diferenciais:

- Selecione manualmente quais leitos devem ser exibidos em tela ou amplie um único leito para visualização completa dos sinais vitais de um paciente específico;
- Software com interface intuitiva e capacidade de agrupar várias informações em um mesmo workspace;
- Controle de início e encerramento de medição de Pressão Não Invasiva nos monitores;
- Possui completo menu de relatórios para revisão e impressão de dados numéricos, curvas, eventos de alarme e demais dados armazenados;
- Pode-se conectar a Central a uma impressora a laser, para impressão completa de relatórios de pacientes, dados de curvas, parâmetros e eventos;
- Ao adquirir a Central, acompanha a CPU com caixas de som embutidas, 1 tela padrão de LCD de alta resolução de 17" ou maior, mouse e teclado. Opcionalmente, pode-se adquirir até 3 telas adicionais.

Central para Linha T:

- Conexão com até 66 leitos;
- Até duas telas para exibição;
- Conexão por cabo.

Central para Linha C e M100T:

- Conexão com até 128 leitos;
- Até quatro telas para exibição;
- Conexão por cabo e WiFi.

Configurações mínimas de hardware:

- Sistema operacional Windows 7 ou superior;
- Processador dual-core Intel de 2,8 Ghz ou superior;
- HD de 500GB ou superior;
- Memória RAM de 8GB ou superior;
- Placa de rede Ethernet 100/1000MB;
- Tela de LCD 1280x1024;
- Conector RJ-45.