



**PROLIFE**  
tecnologia a serviço da medicina

# CATÁLOGO GERAL



# ÍNDICE

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Conheça a ProLife .....                                 | 3         |
| Missão, Visão e Valores .....                           | 4         |
| Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação .....              | 5         |
| Linha do Tempo .....                                    | 6         |
| Suporte ao Cliente .....                                | 7         |
| <b>PMLS - Patient Monitoring and Life Support .....</b> | <b>8</b>  |
| Monitores de Sinais Vitais .....                        | 9         |
| Aparelhos de Anestesia . ....                           | 12        |
| ToFscan - Monitor de Transmissão Neuromuscular .....    | 14        |
| Cardioversor DF8 .....                                  | 15        |
| Ventilador Pulmonar VP-15S .....                        | 16        |
| <b>Cardiologia .....</b>                                | <b>17</b> |
| Polígrafo Cardian .....                                 | 18        |
| Monitor de Hemodinâmica CardioScreen 1000 .....         | 19        |
| MAPA TM-2440 .....                                      | 20        |

# CONHEÇA A PROLIFE

Com a modernização das instalações, consolidação de parcerias e investimentos constantes e crescentes em Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação, a ProLife, uma empresa nacional, conquistou um amplo portfólio de produtos, tornando-se referência para grandes centros de saúde e disponibilizando tecnologia de ponta no Brasil há mais de 30 anos.

## DIFERENCIAIS



- ☑ Compra direto com o fabricante;
- ☑ Responsabilidade legal e técnica acessível dentro do território brasileiro;
- ☑ Indústria nacional, certificada pela ANVISA em Boas Práticas de Fabricação de Dispositivos Médicos;
- ☑ Empresa certificada ISO9001 e ISO13485;
- ☑ Amplo portfólio de produtos, um dos fabricantes líderes no fornecimento de dispositivos médicos de alta qualidade e tecnologia;
- ☑ Todos os nossos produtos possuem certificação de conformidade técnica do INMETRO e são registrados na ANVISA, seguindo as normas técnicas da série IEC/ISO;
- ☑ Suporte técnico direto com o fabricante;
- ☑ Rede de credenciados técnicos treinados e qualificados em todo o país;
- ☑ Departamento de Desenvolvimento, Pesquisa e Inovação, composto dos engenheiros altamente capacitados, que buscam diariamente inovações para o desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos produtos existentes.



## POLÍTICA DA QUALIDADE



Desenvolvemos soluções inovadoras para oferecer as melhores opções em diagnóstico, tratamento e manutenção da vida. Buscamos superar as expectativas dos nossos clientes, oferecendo soluções adequadas às suas necessidades e buscando a melhoria contínua do relacionamento com os mesmos.

Com uma gestão eficaz e transparente, aperfeiçoamos continuamente nosso sistema de gestão da qualidade e atendemos todos os requisitos aplicáveis. Uma forte integração entre a direção da empresa, colaboradores e processos, eleva o grau de conhecimento e consciência na organização, garantindo mecanismos de controle que protegem a integridade, a reputação da empresa e de nossos clientes e colaboradores.

# MISSÃO, VISÃO E VALORES

## MISSÃO

Contribuir, por meio de produtos inovadores, com os profissionais da saúde no cuidado, segurança e qualidade do atendimento ao paciente, sendo reconhecida por nossos clientes como uma empresa de alto nível.



## VISÃO

Superar as expectativas dos clientes e construir relacionamentos sólidos de longo prazo.



## VALORES

- ✓ **Foco no Cliente:** Trabalhamos juntos, compreendemos suas necessidades e oferecemos soluções personalizadas que gerem valor real.
- ✓ **Responsabilidade:** Somos cientes da importância de nosso negócio para a manutenção da vida, portanto tomamos iniciativas e buscamos ir além, agindo com responsabilidade.
- ✓ **Colaboração e Diversidade:** Nossa equipe é fortalecida pela diversidade, criando um espaço colaborativo que encoraja o respeito mútuo e a busca contínua por excelência.
- ✓ **Inovação:** Encorajamos nosso pessoal a desenvolver soluções novas, criativas e que agreguem valor significativo ao negócio.
- ✓ **Ética e Transparência:** Conduzimos nossos negócios com honestidade e integridade, cultivando relações de confiança com clientes, parceiros e colaboradores.
- ✓ **Sustentabilidade:** Atuamos de forma responsável, promovendo práticas sustentáveis que otimizam recursos e contribuem com o meio ambiente.



# PESQUISA, DESENVOLVIMENTO & INOVAÇÃO



Sempre buscando inovação e alta tecnologia em seus produtos, a ProLife iniciou, em 2019, um investimento constante e crescente em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Este investimento possibilitou a contratação de engenheiros de diversas especialidades (software, hardware, usabilidade etc.) altamente capacitados, modernização da estrutura e aquisição de instrumentos/maquinário. O resultado deste investimento já foi percebido ainda em 2019, com o lançamento do polígrafo cardíaco Cardian 16ST.

O departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação trabalha diariamente no desenvolvimento de produtos que possam facilitar o acesso dos profissionais de saúde ao que há de mais moderno na área, além de atuar na melhoria dos produtos já fabricados pela ProLife. Em 2024, a ProLife trabalha no lançamento da segunda geração do polígrafo Cardíaco: a linha Plus (12, 16 e 20 canais).

## EXPORTAÇÃO

Com um histórico comprovado de inovação e qualidade, estamos prontos para levar nossos produtos de classe mundial para o mercado global de saúde. Nossos equipamentos médicos são projetados com a mais avançada tecnologia para atender às necessidades exigentes de profissionais de saúde em todo o mundo. De monitores de pacientes a ventiladores mecânicos e avançados sistemas de diagnóstico, oferecemos soluções abrangentes para cuidados intensivos, cardiologia e salas cirúrgicas.

Com uma equipe dedicada de especialistas em exportação, estamos comprometidos em fornecer um serviço excepcional aos nossos clientes internacionais. Desde a conformidade regulatória até a logística global, estamos aqui para garantir uma experiência perfeita do início ao fim. Junte-se a nós nesta jornada, enquanto expandimos nossos horizontes e levamos a excelência em equipamentos médicos para além das fronteiras.

# LINHA DO TEMPO

**1991**

Início das atividades como Assistência Técnica.



**2010**

Obtenção dos certificados de BPF/ ISO9001 e ISO13485.  
Início da fabricação de produtos da marca ProLife em Pouso Alegre/MG..



**2019**

Expansão do departamento de PD&I e Registro do primeiro produto com tecnologia 100% própria: o polígrafo para eletrofisiologia e cardiologia intervencionista, Cardian 16ST.



**2022**

Ampliação do portfólio com o início da fabricação de uma ampla linha de máquinas de anestesia.



**1996 - 2009**

Distribuição de equipamentos importados no Brasil de várias marcas com reconhecimento internacional, como: Ambu (Dinamarca), Cardioline (Itália), Criticare Systems (EUA), Diametrics (EUA), Mennen Medical (Israel) e Physio-Control (EUA).



**2014**

Nesta época, já montávamos em SKD no Brasil, desfibriladores cardíacos e uma completa linha de monitores de sinais vitais.



**2020**

Ampliação da capacidade de produção para atender o crescimento da demanda durante a pandemia da Covid-19, colaborando com a abertura e funcionamento de milhares de novos leitos de UTI por todo o país..



**2024**

Inauguração da nova fábrica a 135km do maior aeroporto de cargas do país (Guarulhos/SP) em Camanducaia/MG.



# SUPORTE AO CLIENTE

O departamento de Suporte ao Cliente conta com uma equipe especializada, formada por engenheiros, tecnólogos e técnicos, para realizar e registrar o primeiro atendimento, que é padronizado e estruturado para atender as necessidades do cliente, além de auxiliar na aplicação e configuração dos produtos em uso. Também é o departamento de Suporte ao Cliente que irá orientar e direcionar o cliente para um credenciado técnico autorizado, caso o produto demande uma análise técnica aprofundada ou troca de peças.

Se você já tem um equipamento da ProLife em uso e precisa deste tipo de suporte, entre em contato através de um dos seguintes canais:

WhatsApp: (11) 99288-0394

SAC: 0800-606-4698

E-mail: [suporteaocliente@prolife.com.br](mailto:suporteaocliente@prolife.com.br)



## ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Contamos com uma rede de credenciados técnicos presente em **26 estados do país**, com técnicos treinados e capacitados, que passam por um rigoroso e padronizado processo de qualificação e possuem acesso exclusivo à peças e procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade da ProLife, utilizando métodos de análise, testes e reparos aplicados de forma a manter a rastreabilidade de todos os serviços executados.



**PMLS**

*PATIENT MONITORING AND LIFE SUPPORT*



## MONITORES DE SINAIS VITAIS

## Linha FLEX C12

Monitor pré-configurado de 12" com 6 parâmetros básicos: ECG, SpO<sub>2</sub>, PNI, Temperatura, Respiração e preparação para Capnografia. Opcionais: PI, Touch Screen e Impressora Térmica.



## Linha PLUS C120 e C150

Monitores com tela TouchScreen, com 12" e 15" respectivamente e pré-configurados com 6 parâmetros básicos: ECG, SpO<sub>2</sub>, PNI, Temperatura, Respiração e preparação para Capnografia/ AG. Opcionais: PI, Débito Cardíaco, BIS, TNM, Agentes Anestésicos, ICG além de Impressora Térmica.



## Linha T T5 e T7

Monitores de 12" e 15" respectivamente e de estrutura mista, com 5 parâmetros básicos pré-configurados: ECG, SpO<sub>2</sub>, PNI, Temperatura e Respiração; possibilidade de incluir parâmetros avançados através de módulos de sistema 'plug and play'. Módulos disponíveis: PI, Capnografia, Débito Cardíaco, BIS, Agentes Anestésicos, ICG e EEG.



## Acessórios para Monitoração

Para garantir o bom funcionamento dos monitores, é preciso estar atento à vida útil de seus acessórios. Sempre utilize acessórios originais e dentro da validade para adquirir medições precisas e diagnóstico correto do seu paciente.



TEMPERATURA




PNI



PI



CAPNOGRAFIA



ECG

SpO<sub>2</sub> PLCSpO<sub>2</sub> NELLCOR

## Monitor de Triagem M100T

Monitor leve e compacto com tela TouchScreen e 4 parâmetros: ECG, SpO<sub>2</sub>, PNI, Temperatura. Possui modo Spot Check (Verificação Pontual) e realiza a medição rápida de temperatura com sensor timpânico. Perfeito para utilização em salas de triagem.



*Carrinho fornecido separadamente. Consulte-nos!*



## Central de Monitoração

Conecta-se com até 128 monitores beira-leito e pode ser usada com até 4 telas, exibindo 32 leitos em cada uma, com status de alarmes de todos os monitores conectados. Registra até 720 eventos de alarme em cada página e possui função de consulta em várias condições: nome do paciente, número do leito, entre outros.





## APARELHOS DE ANESTESIA

A linha de Aparelhos de Anestesia da ProLife combina segurança operacional, ergonomia e precisão ventilatória para atender desde a rotina ambulatorial a procedimentos cirúrgicos de alta complexidade.

**Ventilação para todos os perfis:** atende pacientes adultos, pediátricos e neonatais (volume corrente a partir de 5 mL).

**Segurança e continuidade:** sistema respiratório compacto, aquecido e autoclavável, com bypass de CO<sub>2</sub> que permite a troca de cal sodada sem interromper a ventilação.

**Recursos avançados de série:** ferramenta de recrutamento pulmonar, monitoração de mecânica respiratória com loops simultâneos, compatibilidade com até 2 vaporizadores Selectatec® e autonomia de bateria interna de no mínimo 120 minutos.

Conheça os modelos disponíveis:

### AS-220|AS-240



- ✓ Tela de 8,4" (no modelo AS-220) ou 12,1" (no modelo AS-240), com *touchscreen* opcional;
- ✓ Fluxômetro mecânico de tubos duplos para 3 gases (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O e Ar);
- ✓ Modos ventilatórios padrão: V-CMV, V-SIMV, P-CMV, P-SIMV, PSV e PCV-VG;
- ✓ Modos ventilatórios opcionais: SIMV-VG e DUOPAP;
- ✓ 2 gavetas padrão (3ª gaveta opcional);
- ✓ Rodízios com travas duplas.

### AS-310|AS-340



- ✓ Tela ampla de 12,1" (no modelo AS-310) ou 15,6" (no modelo AS-340), ambas com *touchscreen* padrão;
- ✓ Fluxômetro digital eletrônico retroiluminado para 3 gases (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O e Ar);
- ✓ Modos ventilatórios padrão: V-CMV, V-SIMV, P-CMV, P-SIMV, PSV e PCV-VG;
- ✓ Modos ventilatórios opcionais: APRV, SIMV-VG, AMV e DUOPAP;
- ✓ 2 gavetas padrão (3ª gaveta opcional);
- ✓ Rodízios com travas duplas.

### AS-350|AS-370



- ✓ Tela ampla de 12,1" (no modelo AS-350) ou 15,6" (no modelo AS-370), ambas com *touchscreen* padrão;
- ✓ Misturador e fluxômetro 100% eletrônicos para os 3 gases (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O e Ar);
- ✓ 10 modos ventilatórios padrão: V-CMV, V-SIMV, P-CMV, P-SIMV, PSV, PCV-VG, APRV, SIMV-VG, AMV e DUOPAP;
- ✓ 3 gavetas padrão;
- ✓ Freio central para as 4 rodas.

# TOFSCAN MONITOR DE TRANSMISSÃO NEUROMUSCULAR



O ToFscan é um monitor leve e ergonômico que monitora o bloqueio neuromuscular. Simples e fácil de usar, o ToFscan possui acelerômetro que detecta e quantifica a resposta motora do paciente a um estímulo elétrico.

O uso do ToFscan traz muitos benefícios para a equipe médica e, principalmente para o paciente. A avaliação do grau de bloqueio durante a anestesia orienta a equipe médica se há necessidade de doses adicionais de bloqueadores e qual o melhor momento para extubação, evitando lesões e outras sequelas\*. Além disso, o uso do ToFscan reduz o índice de complicações pós-operatórias, gerando economia de custos\*\*. O equipamento também não possui necessidade de calibração.

O ToFscan pode ser usado com os Monitores ProLife Linha PLUS com o parâmetro opcional de TNM.



\*Br J Anaesth 2005;95:622-2

\*\*Lori-Ann Edwards, et al. Perioperative Care and Operating Room Management, ISSN: 2405-6030, Vol: 24, Page: 100184, 2021

# CARDIOVERSOR DF8



O Cardioversor DF8 é um monitor e desfibrilador bifásico leve e compacto, sem deixar de ser robusto, com forma de onda BTE (Bifásica Exponencial Truncada).

- ✓ Configuração básica possui os modos de Desfibrilação Manual, DEA, Marca-passo, Cardioversão Sincronizada e Monitor;
- ✓ Parâmetros opcionais: Oximetria, Frequência Respiratória das Vias Aéreas e Pressão Não Invasiva;
- ✓ Bateria de lítio recarregável com autonomia de 5 horas;
- ✓ Software intuitivo e fácil de usar, em português, inclusive as mensagens de voz de orientação no modo DEA;
- ✓ Completo sistema de testes manuais e automáticos.



*Pás infantis abaixo  
das pás adultas*

# VENTILADOR PULMONAR VP-15S



OVP-15S é um ventilador pulmonar mecânico **PROJETADO E DESENVOLVIDO NO BRASIL** com software moderno, de alta tecnologia e performance. Fornece suporte ventilatório, pressórico ou volumétrico para pacientes adultos e pediátricos com insuficiência respiratória, de forma simples e intuitiva.

- ✓ Tela de 15,6", sensível ao toque de alta resolução com tratamento antirreflexo e com ajuste inclinável;
- ✓ Sistema de monitoração que auxilia no adequado ajuste de parâmetros, reduzindo riscos de assincronias e lesões pulmonares induzidas pela ventilação mecânica;
- ✓ Interface moderna, fácil de configurar, se adapta à diversas necessidades dos usuários;
- ✓ Menu de acesso rápido e botões no painel frontal para facilitar procedimentos importantes;
- ✓ Realiza a ventilação invasiva com nível de sensibilidade ajustável pelo operador (a fluxo e à pressão), garantindo melhor tempo de resposta do ventilador aos esforços do paciente;
- ✓ Sistema de Backup (ventilação de apneia) para modo controlado devido ao alarme de apneia;
- ✓ Luz auxiliar acionada pelo usuário para iluminar o cesto do carrinho;
- ✓ Equipamento preparado para expansão futura de funcionalidades via software.



**CARDIOLOGIA**

# POLÍGRAFO CARDIAN



O Cardian é um sistema avançado e ultraportátil para medição de sinais eletrofisiológicos. Equipado com um moderno estimulador integrado ao dispositivo, é ideal para realizar estudos clínicos eletrofisiológicos.

- ✓ Software prático e intuitivo, realiza gravações e medições sem perder a qualidade ou qualquer evento durante o procedimento;
- ✓ Compatível com sistema operacional Windows a partir das versões 10/11;
- ✓ Visualização simultânea de até 12 derivações de ECG de superfície e até 20 canais intracavitários;
- ✓ Altíssima qualidade de sinal, resolução de 24 bits e alta taxa de amostragem, 2.000 amostras por segundo;
- ✓ Utiliza conectores padrão de mercado, compatível com qualquer cateter vendido atualmente;
- ✓ Conheça as 4 configurações: Cardian 20 Plus, Cardian 16 Plus, Cardian 12 Plus e Cardian Phys.



Conheça também o carrinho ideal para o setup completo do Cardian

# MONITOR DE HEMODINÂMICA CARDIOSCREEN 1000



Setup completo  
CardioScreen

O CardioScreen 1000 é um monitor que permite medição não-invasiva dos parâmetros hemodinâmicos registradas por curvas e em 27 parâmetros. Otimiza o gerenciamento de hipertensão, de marca-passos e dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca (TRCs). Fácil de usar, sendo necessário apenas 4 eletrodos de pele, com diferentes telas voltadas a vários ambientes clínicos.

Utiliza o software CardioVascular Lab, que possui diferentes tipos de tela para diferentes situações: monitoramento, diagnóstico, tendências, terapêutico, desafio de fluidos e teste de PLR. Permite análise de dados offline e exportação de dados em Excel. Compatível com sistema operacional Windows.



Software CardioLab

## MAPA TM-2440



O Monitor Ambulatorial de Pressão Arterial TM-2440 realiza medições precisas e exatas da pressão arterial do paciente, de forma não invasiva, automática e por períodos definidos pelo usuário.

- ✓ Armazenamento de até 600 medidas;
- ✓ Leve e compacto, do tamanho da palma da mão, pesando apenas 120g sem pilhas;
- ✓ Intervalos de medição de 5/5 min até 6 períodos diferentes;
- ✓ Transferência do exame através de cabo Mini-USB;
- ✓ Funciona com apenas duas pilhas AA.





**PROLIFE**  
tecnologia a serviço da medicina

#### ENDEREÇO

Av. Genesio Vargas, 732 - Recanto dos Ipês  
37650-000 - Camanducaia - MG - Brasil

#### CONTATOS

[vendas@prolife.com.br](mailto:vendas@prolife.com.br)

Sul e Sudeste: (11) 96914-6590 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste: (11) 91366-1937 

SAC: 0800-606-4698

#### SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@oficialprolife



[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)