



PROLIFE
tecnologia a serviço da medicina

Monitoração de Pacientes

ToFscan Monitor de Transmissão Neuromuscular



Monitor de transmissão neuromuscular para a medição do bloqueio e da reversão do bloqueio neuromuscular

Acelerometria 3D

Uma medição realista e completa das respostas musculares evocadas é obtida com a acelerometria 3D. O usuário obtém resultados objetivos para os modos de estimulação quantitativa. O ToFscan fornece a maneira mais confiável de garantir a ausência de bloqueio neuromuscular residual.

Adaptável a diferentes locais de estimulação

O ToFscan possui uma gama de quatro sensores específicos para monitorar locais diferentes e não requer calibração. A forma dos sensores foi projetada para garantir a precisão dos resultados, enquanto permanece fácil posicioná-los pelo usuário.

Simple e ergonômico

Embora integrando tecnologia inovadora, o ToFscan é simples de usar. Conectado ou operado por bateria, é um dispositivo autônomo e móvel. O grampo permite sua fixação nos suportes e o protege contra o risco de queda. O design geral, a tela e a seleção por um botão rotativo tornam o ToFscan fácil de usar e fácil de manusear. O modo ATP garante um monitoramento simplificado e contínuo do bloqueio, desde a indução até a reversão completa do paciente. É um modo automatizado e útil que combina TOF e PTC.



Clínica

Estimulação

- TOF (Train Of Four)
- TOF automático
- ATP (Automatic TOF-PTC)
- PTC
- DBS (3.3, 3.2)
- Single Twitch (0,1 ; 1 Hz)
- Tetanus 50 Hz

Medições (Acelerometria 3D)

- TOF mode : T4/T1
- TOF mode : T4/Tref
- TOF mode : count
- PTC mode : count
- DBS mode : count

Ergonomia

- Sensores Acelerômetros 3D
- Corrente de estimulação ajustável (20-60 mA)
- Desligamento automático
- Operação por bateria e rede elétrica
- Sons com Liga/Desliga
- Grampo de fixação
- Não necessita calibração

Normas de Segurança

- EN 60601-1 (Equipamentos médicos)
- EN 60601-1-2 (EMC)
- 2A CE Class (CE 0459)

Produto Importado
Fabricante: IDMED



Av. Pref. Olavo Gomes de Oliveira, 6800
37561-130 - Desm. Murilo Gattini
Pouso Alegre - MG - Brasil

Comercial: (11) 5081-7190 / (11) 5539-0746

www.prolife.com.br

