




PROLIFE

tecnologia a serviço da medicina



Peso: 1,48kg

Eletrocardiógrafo ECG100L

O ECG100L é um eletrocardiógrafo de 12 derivações simultâneas, com interface amigável e tela *touchscreen* de 5". Possui impressora termossensível de 100mm com possibilidade de impressão em 3,6 e até 12 canais. Junto com o software ECG EasyApp, permite importar, analisar, laudar e organizar os exames, além de permitir impressões futuras.

Diferenciais:

- Função Mini Holter com 3 gráficos: histograma, HRV e FC média;
- Exportação de exames via Micro USB (formatos PDF-SCP);
- Opcional de interpretação do ECG pelo Algoritmo de Glasgow;
- Detecção de marca-passo e eletrodos soltos;
- ECG emergencial;
- Canal de ritmo: DII longo;
- Autonomia para mais de 500 exames – mais de 6 horas.

Seu Kit ECG100L é composto por:



ECG100L



Cabo paciente
tipo banana 10 vias



Kit eletrodo
tipo pera




Kit cardioclip adulto



Fonte de alimentação



3 rolos de papel
termossensível



Software de análise
ECG EasyApp

Especificação para utilização do software ECG EasyApp

Sistema Operacional: Windows 7 32/64 bits, ou superior
Processador: Intel 2GHz ou superior
Memória RAM: 4GB ou superior
Espaço no disco rígido: 8GB ou superior
Tamanho de tela: 15" (18,5" recomendado)
USB: 1x 2.0
PDF reader instalado