



PROLIFE

tecnologia a serviço da medicina



Peso: 100g

HOLTER Walk400h

O Walk400h é um gravador de ECG holter de nova geração com uma interface simples e intuitiva. Possui uma tela de 2,2" que visualiza até 6 canais simultaneamente e um *joystick* que facilita a navegação e configuração do dispositivo. A análise de dados pode ser feita no software CubeHolter Web (assinatura WebApp) ou pelo software CubeHolter WS (licença).

Diferenciais:

- Exibe 3 ou 6 canais simultaneamente;
- Gravações de 24h e 48h;
- Memória interna 16GB;
- Design compacto, pesando 100g, confortável ao usuário;
- Dispensa o uso de leitora de cartão;
- Detecção de marca-passo e eletrodos soltos;
- Alimentação por 1 pilha AA;
- Botão de registro de eventos.

Seu Kit Walk400h é composto por:



Walk400h



Cabo paciente
tipo snap 5 vias



Bolsa com cinto para transporte



Cabo USB-Cardioline

Especificação para utilização dos softwares CubeHolter Web e CubeHolter WS

Sistema Operacional: Windows 8 e 10 - 32 ou 64 bits
Processador: Intel Core i5 ou superior
Memória RAM: 8GB ou superior
Espaço no disco rígido: 8GB ou superior
Resolução de tela: 1600x1050, 22" / 1920x1080, 15.4" FullHD
USB: 1x 2.0

Especificação para utilização do software WebApp

Browser (Navegador): Chrome, Firefox ou Edge
Tamanho de tela: 13" ou superior